

ZPF 2.0

Druckfiltration Labor

Laborfiltration für schwer filtrierbare Medien

...zum Beispiel

- Abwasser
- Abtrennung von Klärschlamm
- Mit Feststoffen beladene Medien
- Hochviskose Medien



Technische DATEN

- Filterdurchmesser 110 mm (alternativ 142 mm)
- Für Papier-, Membran-, Glasfaserfilter uvm.
- 400 ml (altern. 1.000 ml) Probenvolumen
- Druckluft, 4 bar max.
- Gewicht: 45 kg
- Abmessungen: H 650, B 250, T 300 mm
- Spezialverpackung

Anwendungsbereiche

- Annahmelabor Rohrzuckerfabrik
- Abwasserlabor
- Kläranlagen
- Kosmetik
- Lebensmittelanalytik
- Pharmazie uvm.

Einzigartig

- Schnelle und einfache Filtration
- Sichere Entnahme des Filterkuchens
- Einfache Reinigung des Filterrohres
- Sicherer Umgang mit Druckluft (4 bar)
- Schnelle Probenbehandlung
- 2 Filterrohrgrößen erhältlich (400 ml oder 1.000 ml)

Sprechen Sie uns an!

Wir klären gerne, ob die Druckfiltration die **passende Lösung** für Ihre Filtrationsanforderungen ist.“

ZPF 2.0

Druckfiltration Labor

Druckfiltrationsanlage bestehend aus...

- Stabile Filteranlage aus Edelstahl 1.4301
- Ausschwenkbares Filterrohr
- Sicherer Kniehebelverschluss
- Trichter aus POM zum Probenablauf
- Optional: Kompressor Silent Master 30-8-4 W
- **Statt mit Manometer auch mit 2/3 Wegeventil erhältlich!**



ZORN INSTRUMENTS GmbH & Co. KG
Benzstraße 1 | 39576 Stendal | Germany

Telefon: +49 3931 / 25 27 3-0
Telefax: +49 3931 / 25 27 3-10

eMail: info@zorn-instruments.de
Web: www.zorn-instruments.de